



# PROLUX G®

## Nepřímo zářící germicidní lampy

- PROLUX G® 30W/A SPH01
- PROLUX G® 36W/A DO
- PROLUX G® 36W/A SPH02
- PROLUX G® 72W/A

Germicidní lampy se používají na dezinfekci povrchů, nebo vzduchu pomocí krátkovlnného ultrafialového záření UVC vlnové délky 253,7nm. Dezinfekce nastává v okamžiku působení tohoto záření na mikroorganismy, které v důsledku narušení buněčných struktur rychle hynou. Používá se všude tam, kde není možné nebo je obtížné zajistit čistotu povrchů, či ovzduší.

## 5 důvodů pro germicidní lampy

- Vysoce účinná dezinfekce
- Možnost bezobslužného ovládání
- Bez hluku a bez zplodin
- Nevytváří ozón
- Splňuje hygienická kritéria

