

POTŘEBUJETE NOVÝ KALIBROVANÝ TEPLOMĚR?



lab•met
laboratoře-metrologie


Vyberte si z našich základních balíčků vhodné pro lékařenské prostředí.

Označení	Typ teploměru	Kalibrační body	Cena
Balíček 1	Skleněný obalový teploměr	(+2, +8 °C) nebo (+8, +15) °C	1 402,- Kč bez DPH
Balíček 2	Digitální teploměr max./min. TFA 30.1012	(+2, +8 °C) nebo (+8, +15) °C	1 202,- Kč bez DPH
Balíček 3	Digitální záznamník Testo 174 T	(+2, +8 °C) nebo (+8, +15) °C	2 882,- Kč bez DPH
Balíček 4	Digitální záznamník Testo 174 T BT	(+2, +8 °C) nebo (+8, +15) °C	3 532,- Kč bez DPH

Akreditovaná kalibrace je vždy ve dvou teplotních bodech a je možné je upravit dle potřeby zákazníka.



Naše společnost **LAB-MET s.r.o.** je spolehlivým partnerem pro kalibraci měřidel a přístrojů, která působí na trhu již přes 25 let. Naše kalibrační laboratoře splňují přísné podmínky pro zajištění kvality výsledků. Naše laboratoř č. 2281 je akreditována dle ČSN EN ISO/IEC 17025 : 2018, což znamená, že současně splňujeme i požadavky na systém managementu jakosti dle ISO 9001:2015.



OBJEDNÁVKY ZASÍLEJTE NA E-MAIL: LABMET@LABMET.CZ

DO OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE FAKTURAČNÍ A DODACÍ ADRESU A ČÍSLO BALÍČKU, O KTERÝ MÁTE ZÁJEM. ZASÍLÁME NA DOBÍRKU NEBO NA FAKTURU SE SPLATNOSTÍ.

BALÍČEK 1: SKLENĚNÝ OBALOVÝ TEPLOMĚR

- měřicí rozsah -10 až +50 °C
- dělení 1 °C
- délka 200 mm



BALÍČEK 2: DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR MAX./MIN. TFA 30.1012

- teploměr s kabelovým čidlem měří vnitřní i venkovní teplotu
- zaznamenává max./min. teploty do své vnitřní paměti
- měřicí rozsah vnitřní teploty: -10 až +50 °C
- měřicí rozsah vnější teploty: -50 až +70 °C
- napájení: 1 x 1,5V baterie AAA (součástí dodávky)
- rozměry: 62 x 20 x 85 mm
- délka externího čidla: 300 cm



BALÍČEK 3: DIGITÁLNÍ ZÁZNAMNÍK TESTO 174 T

BALÍČEK 4: DIGITÁLNÍ ZÁZNAMNÍK 174 T BT

- digitální záznamníky teploty s interním čidlem
- měřicí rozsah -30 až +70 °C
- přesnost $\pm 0,5$ °C, rozlišení 0,1 °C
- kapacita paměti 16 000 hodnot
- rychlost měření 1 min - 24 h
- napájení lithiová baterie CR 2032
- krytí IP65
- rozměry 60 x 38 x 18.5 mm
- vč. kabelu USB-C pro stažení naměřených dat (Testo 174 T)
- Testo 174 T: jednoduchý software pro analýzu dat ComSoft Basic k dispozici ke stažení zdarma
- Testo 174 T BT: bezplatná aplikace SmartApp pro analýzu dat stažených přes Bluetooth



JAK DLOUHO KALIBRACE PLATÍ?

Nejčastější dotaz, se kterým se v oboru setkáváme. Kalibrační laboratoř Vám nemůže určit, kdy si nechat měřidlo znovu kalibrovat. Tuto lhůtu si stanovuje sám uživatel na základě různých faktorů, jako jsou vlastnosti měřidla, četnost používání, doporučení výrobce, podmínky prostředí, účel používání, opotřebení, zkušenost z předchozích kalibrací tohoto měřidla apod. Samozřejmě záleží také na požadavcích auditorů nebo kontrol, které k Vás dozorují.

**V PŘÍPADĚ, ŽE POTŘEBUJETE MĚŘIDLO S JINÝM ZAMĚŘENÍM NAPIŠTE NÁM NA
E-MAIL: LABMET@LABMET.CZ**